

Gel échographique non stérile HELTIS

Référence : BS00705

Conditionnement : Flacon de 250 mL



- Pour un usage échographie externe
- Bouchon à ouverture facile et propre
- Sans parfum ni colorant
- Hypoallergénique et non corrodant

Description produit

Ce gel échographique agit comme un **milieu conducteur** entre la sonde échographique et la peau du patient, assurant que les ondes ultrasonores soient **transmises de manière précise**. Il est conçu pour **s'adapter à une variété d'applications médicales**, que ce soit pour des échographies abdominales, pelviennes, cardiaques ou vasculaires, ce gel est **compatible avec toutes les sondes** et toutes les marques d'équipements échographique, assurant une utilisation universelle. Son usage est possible en échographie **2D et 3D**.

Son bouchon offre une **ouverture facile et propre**. Il est donc **simple à utiliser** et permet de doser la quantité nécessaire sans gaspillage, que le gel reste propre, sans risque de contamination.

Ce gel est formulé sans **ajout de parfum ni de colorant**. Il est également **hypoallergénique et non irritant** pour la peau. Sa viscosité permet de réaliser l'examen en condition de confort durable. De plus, il est **non corrodant**, ce qui le rend sûr pour la sonde échographique. Il ne causera pas de **dommages ni de détérioration**, assurant ainsi la durabilité de l'équipement.

Ce gel échographique assure la **transmission optimale des ondes ultrasonores**, garantissant une qualité d'image nette.

En fin de journée il est nécessaire de jeter tout flacon entamé même s'il n'a pas été totalement utilisé.

CARACTÉRISTIQUES

Composition	Eau déminéralisée (98.25%), Polymère vinylique (0,6%), Triéthanolamine (0,55%), Mono propylène glycol (0,5%), Benzyle Alcool (0,1%)
Parfum	Sans
Colorant	Sans
Conditionnement	Flacon de 250 mL
Poids emballé	0,290 kg
Code EAN	8681715348131
