

## Cathéter court de sécurité avec septum INTROCAN Safety 3 par BBRAUN

Référence : BS04933 – BS04934 – BS04935 – BS04936 – BS04937 – BS04938 – BS04939 –  
BS04940 – BS04941 – BS04942

Conditionnement : Boîte de 50



- Septum de sécurité anti-reflux intégré
- Aiguille à triple biseau
- Canule en polyuréthane s'assouplissant à température corporelle
- Adaptable sur dispositif de perfusion ou seringues

### **Description produit**

Découvrez le cathéter court de sécurité Introcan® Safety 3, conçu pour garantir la sécurité et le confort à chaque étape de vos procédures médicales. Ce dispositif innovant offre une protection fiable pour les patients et les professionnels de la santé, tout en assurant une utilisation fluide et efficace.

Le cathéter Introcan® Safety 3 est équipé d'un bouclier protecteur qui neutralise automatiquement le biseau de l'aiguille lors du retrait. Cette fonctionnalité réduit considérablement les risques de piqûres accidentelles, assurant la sécurité du personnel médical. À l'intérieur de l'embase du cathéter, un septum spécial retient le sang lors du retrait de l'aiguille et lors de la connexion ou déconnexion d'un dispositif de prélèvement ou de perfusion. Cette caractéristique contribue à minimiser les pertes de sang et à maintenir un environnement propre.

L'aiguille à triple biseau universel permet des angles de ponction variés, adaptés aux accès veineux superficiels ou profonds. De plus, le cathéter est doté d'une canule en polyuréthane qui devient souple à température corporelle pour un meilleur confort du patient. Les ailettes intégrées garantissent la stabilité du dispositif, tandis qu'un ergot sur l'embase indique l'orientation du biseau de l'aiguille. Cela facilite le positionnement précis du cathéter dans la veine, réduisant le risque d'échec lors de l'insertion. Le cathéter Introcan® Safety 3 est équipé d'une chambre de visualisation transparente, permettant de surveiller facilement le flux sanguin et de détecter d'éventuels problèmes.

**CARACTÉRISTIQUES**

<b>Matière Cathéter</b>	Polyuréthane
	0.7 x 19 (BS04933)
	0.9 x 25 (BS04934)
	1.1 x 25 (BS04935)
	1.1 x 32 (BS04936)
<b>Dimensions (Diamètre externe x longueur) en mm</b>	1.3 x 32 (BS04937)
	1.3 x 45 (BS04938)
	1.7 x 32 (BS04939)
	1.7 x 50 (BS04940)
	2.2 x 32 (BS04941)
	2.2 x 50 (BS04942)
<b>Gauge / Couleur de l'embase</b>	24 G / Jaune (BS04933)
	22 G / Bleu (BS04934)
	20 G / Rose (BS04935 – BS04936)
	18 G / Vert (BS04937 – BS04938)
	16 G / Gris (BS04939 – BS04940)
	14 G / Crème (BS04941 – BS04942)
<b>Débit (mL/min)</b>	22 (BS04933)
	35 (BS04934)
	65 (BS04935)
	60 (BS04936)
	105 (BS04937)
	100 (BS04938)
	195 (BS04939)
	185 (BS04940)
	325 (BS04941)
	310 (BS04942)
<b>Poids emballé</b>	0,405kg (BS04933)
	0,382kg (BS04934)
	0,410kg (BS04935 – BS04936 – BS04937)
	0,456kg (BS04938)
	0,350kg (BS04939)
	0,380kg (BS04940)
	0,474kg (BS04941)
	0,482kg (BS04942)
<b>Code EAN</b>	4046963963408 (BS04933)
	4046963963415 (BS04934)
	4046963963422 (BS04935)
	4046963963439 (BS04936)
	4046963963446 (BS04937)
	4046963963453 (BS04938)
	4046964755736 (BS04939)
	4046964755811 (BS04940)
	4046964369810 (BS04941)
	4046964369933 (BS04942)