

Aiguilles hypodermique de sécurité pour injection BD ECLIPSE

Référence : BS05417 – BS05418 – BS05419 – BS05420 – BS05421 – BS05422 – BS05423 –
BS05424 – BS05425 – BS05426 – BS05427 – BS05428 – BS05429 – BS05430

Conditionnement : Boîte de 100 aiguilles



- Mise en sécurité intégrée
- Compatible seringues Luer Simple et Luer Lock
- Sans latex, sans phtalate
- Stérile

Description produit

BD Eclipse™ est une aiguille hypodermique de sécurité conçue pour offrir une utilisation optimale pour des préparations d'injections et pour des injections. Dotée de la technologie SmartSlip™ et d'un système de sécurité intégré, elle garantit une utilisation sûre et efficace pour les professionnels de la santé. C'est un dispositif médical de classe IIa.

Le système de sécurité intégré à l'aiguille BD Eclipse™ se verrouille automatiquement après utilisation, réduisant considérablement le risque de blessures par piqûres accidentelles. Le système de sécurité permet le recouvrement total et irréversible de l'aiguille avec **2 points de verrouillage**, afin de faciliter et de réduire les risques lors de l'utilisation. Un clic sonore lors de l'assemblage sur une seringue à embout Luer simple et un clic sonore lors de l'activation de la sécurité. Un indicateur visuel de mise en sécurité avec la fenêtre de contrôle est aussi présent.

L'activation de la sécurité s'effectue d'une **seule main**, sans support extérieur, pour une utilisation simple et intuitive.

La **technologie SmartSlip™** garantit une fixation sécurisée de l'aiguille sur la seringue à embout Luer Simple, réduisant le risque de déconnexion accidentelle.

La **surface ergonomique antidérapante** du poussoir offre une meilleure prise en main et un contrôle accru lors de l'injection.

L'aiguille hypodermique de sécurité BD Eclipse™ **stérile** est le choix idéal pour les professionnels de la santé qui recherchent une solution sûre, efficace et facile à utiliser.

Conformité aux normes

Cône et couleurs conformes aux normes **ISO EN 1806009, EN 1717** et **ISO 594-2**.

CARACTÉRISTIQUES

| | |
|-----------------------------|---|
| Dimensions aiguilles | <p>38 – 1,2 mm (BS05417) 25 – 0,9 mm (BS05418) 38 – 0,9 mm (BS05419) 25 – 0,8 mm (BS05420) 40 – 0,8 mm (BS05421) 30 – 0,7 mm (BS05422) 25 – 0,6 mm (BS05423) 30 – 0,6 mm (BS05424) 16 – 0,5 mm (BS05425) 25 – 0,5 mm (BS05426) 13 – 0,4 mm (BS05427) 19 – 0,4 mm (BS05428) 38 – 0,4 mm (BS05429) 13 – 0,3 mm (BS05430)</p> |
| Gauge | <p>18G (BS05417) 20G (BS05418 -BS05419) 21G (BS05420 -BS05421) 22G (BS05422) 23G (BS05423 - BS05424) 25G (BS05425 - BS05426) 27G (BS05427 - BS05428 -BS05429) 30G (BS05430)</p> |
| Coloris | <p>Rose (BS05417) Jaune (BS05418 - BS05419) Vert (BS05420 - BS05421) Noir (BS05422) Bleu (BS05423 - BS05424) Orange (BS05425 - BS05426) Gris (BS05427 - BS05428 - BS05429) Blanc (BS05430)</p> |
| Emballage individuel | Oui |
| Conditionnement | Boîte de 100 |
| Poids emballé | <p>0,430 kg (BS05417) 0,425 kg (BS05418 - BS05427) 0,440 kg (BS05419 - BS05420 - BS05421 - BS05423 - BS05426) 0,320 kg (BS05422) 0,420 kg (BS05424 - BS05428 - BS05429) 0,500 kg (BS05425) 0,410 kg (BS05430)</p> |
| Code EAN | <p>30382903024378 (BS05417) 30382903058991 (BS05418) 30382903058885 (BS05419) 30382903058946 (BS05420) 30382903058953 (BS05421)</p> |

30382903058878 (BS05422)
30382903058922 (BS05423)
30382903058861 (BS05424)
30382903057604 (BS05425)
30382903058915 (BS05426)
30382903057703 (BS05427)
30382903058892 (BS05428)
30382903024361 (BS05429)
30382903057710 (BS05430)