

## Cathéter court de sécurité pour voie veineuse périphérique sans ailettes

### INTROCAN Safety FEP par BBraun

Référence : BS05021 – BS05022 – BS05023 – BS05024 – BS05025 – BS05026 – BS05027 –  
BS05028

Conditionnement : Boîte de 50



- Bouclier protecteur neutralisant le biseau au retrait de l'aiguille
- Chambre de visualisation ergonomique et transparente
- Prévient les risques de piqûres accidentelles

#### **Description produit**

Lorsque la sécurité des patients et des professionnels de la santé est en jeu, chaque détail compte. C'est pourquoi Introcan Safety s'impose comme un choix incontournable pour prévenir les risques de piqûres accidentelles dans le domaine médical. Ce système de sécurité automatique est conçu pour offrir une protection inégalée tout en assurant une utilisation fluide et efficace.

Introcan Safety est équipé d'un bouclier protecteur qui entre en action dès le retrait de l'aiguille. Ce mécanisme astucieux neutralise immédiatement le biseau de l'aiguille, minimisant ainsi les risques de piqûres accidentelles. L'aiguille comprend un triple biseau universel qui permet différents angles de ponction, que ce soit pour un accès veineux superficiel ou profond. Cette polyvalence est essentielle pour répondre aux besoins spécifiques de chaque patient.

Le cathéter est fabriqué en Téflon à paroi mince. Ce matériau de haute qualité offre une insertion en douceur et s'adapte parfaitement à la température corporelle, assurant un confort maximal pour le patient. L'ergot situé sur l'embase du dispositif permet d'orienter précisément le biseau de l'aiguille, garantissant une insertion précise et minimisant le risque d'erreur. La chambre de visualisation est ergonomique et transparente, offrant une vue dégagée pour faciliter le processus de ponction et d'insertion. L'obturateur à membrane hydrophobe peut se désadapter pour permettre la connexion facile d'une seringue à la chambre de reflux. Cette fonctionnalité garantit une utilisation pratique et efficace du dispositif.

**CARACTÉRISTIQUES**

<b>Matière</b>	Téflon (FEP), Acier inox (chrome-nickel), Acier, Polypropylène, ABS (Acrylonitrile Butadiène Styrène), Polyamide. Garantie sans latex, phtalates ni produits d'origine animale ou biologique
<b>Mode de stérilisation</b>	Oxyde d'éthylène
<b>Couleur et taille de la gauge</b>	Jaune – 24G (BS05021) Bleu – 22G (BS05022) Rose – 20G (BS05023) Vert – 18G (BS05024- BS05025) Gris – 16G (BS05026 - BS05027) Orange – 14 G (BS05028)
<b>Longueur et diamètre d'aiguille</b>	19 mm x 0,7 mm (BS05021) 25 mm x 0,9 mm (BS05022) 32 mm x 1,1 mm (BS05023) 45 mm x 1,3 mm (BS05024) 32 mm x 1,3 mm (BS05025) 50 mm x 1,7 mm (BS05026) 32 mm x 1,7 mm (BS05027) 50 mm x 2,2 mm (BS05028)
<b>Quantité par colis</b>	50 cathéters
<b>Poids emballé</b>	0,246 kg (BS05021 - BS05022) 0,274 kg (BS05023) 0,285 kg (BS05024) 0,324 kg (BS05025) 0,290 kg (BS05026) 0,325 kg (BS05027) 0,305 kg (BS05028)
<b>Code EAN</b>	4046963324988 (BS05021) 4046963324995 (BS05022) 4046963325015 (BS05023) 4046963325039 (BS05024) 4046963325046 (BS05025) 4046963331993 (BS05026) 4046963325053 (BS05027) 4046963325060 (BS05028)