

## Compresse de gaze stérile 17 fils ORX EUROMEDIS – Double emballage

Référence : BS05105 – BS05108 – BS05109

Conditionnement : Boîte de 12 Sachets (BS05105)

Boîte de 5 sachets (BS05108)

Boîte de 10 sachets (BS05109)



- Dispositif stérile
- Fil radio détectable en sulfate de baryum multi filaments
- Ne peluche pas
- Gaze blanchie et purifiée

### Description produit

En matière de soins médicaux, la qualité des dispositifs et des instruments est essentielle pour garantir la santé et le bien-être des patients. Les compresses de gaze ORX d'Euromedis sont le choix idéal pour les professionnels de la santé qui recherchent des produits stériles de haute qualité pour leurs procédures médicales.

Les compresses de gaze ORX sont stériles, ce qui signifie qu'elles sont exemptes de micro-organismes nuisibles. Cette stérilité est essentielle pour les applications médicales où la prévention des infections est primordiale. Les compresses de gaze ORX sont conçues pour ne pas pelucher. Cela garantit un environnement clinique propre et exempt de débris indésirables. La gaze reste en place, offrant ainsi une surface propre pour les procédures médicales.

La gaze utilisée est blanchie et purifiée pour répondre aux normes médicales les plus strictes. Elle est douce pour la peau du patient, minimisant ainsi les risques d'irritation. Ces compresses de gaze sont fabriquées avec un fil radio détectable en sulfate de baryum multi filaments. Cette caractéristique permet de les repérer facilement lors de radiographies ou d'autres procédures d'imagerie médicale, assurant ainsi une sécurité supplémentaire pour le patient.

Les compresses de gaze ORX sont soigneusement emballées pour maintenir leur stérilité jusqu'à leur utilisation. Le double emballage offre une protection supplémentaire contre les contaminants.

### CARACTÉRISTIQUES

<b>Matière</b>	Coton hydrophile, sulfate de baryum multi filaments
<b>Stérilisation</b>	Oxyde d'éthylène
<b>Dimensions pliées</b>	10 x 10 cm (BS05105 - BS05109) 15 x 15 cm (BS05108)
<b>Nombre de fils</b>	17 fils
<b>Nombre de plis</b>	16 plis
<b>Quantité par sachet</b>	10 compresses (BS05105 - BS05108) 20 compresses (BS05109)
<b>Code EAN</b>	3389360006448 (BS05105) 3389360013118 (BS05108) 3389360012593 (BS05109)