

Prolongateur – Pour cathéter hystérogaphie et hystérosonographie

Référence : BS05754 – BS05755

Conditionnement : Boîte de 10



- Manipulation aisée
- 2 longueurs différentes
- Connecteur standard
- Stérile

Description produit

L'hystérogaphie et l'Hystérosonographie sont des examens médicaux qui consistent à visualiser l'intérieur de l'utérus. Ces examens sont généralement réalisés pour évaluer les lésions utérines, telles que les fibromes, les polypes ou les tumeurs.

Le prolongateur pour **cathéter hystérogaphie et Hystérosonographie PM-CARE® EXTEND** est un accessoire indispensable pour faciliter la manipulation des cathéters lors de ces examens.

Le prolongateur est **léger et facile à manipuler** ce qui permet de simplifier l'utilisation par le praticien. D'autant plus que le prolongateur est disponible en différentes longueurs pour s'adapter au besoin du praticien et de ses habitudes lors des interventions.

Le connecteur est standard pour raccorder facilement le prolongateur aux cathéters pour hystérogaphie et Hystérosonographie de toutes marques.

Stérile, chaque prolongateur est **emballé individuellement** afin d'améliorer et fluidifier l'utilisation lors des interventions.

Le prolongateur pour cathéter hystérogaphie et Hystérosonographie PM-CARE® EXTEND est un accessoire indispensable pour les professionnels de la santé qui pratiquent des hystérogaphies et des Hystérosonographie. Il facilite la manipulation des cathéters, ce qui contribue à améliorer le confort des patients et la qualité des examens.

CARACTÉRISTIQUES

Usage unique	Oui
Diamètre	2 mm
Longueur	140 cm (BS05754) 20 cm (BS05755)
Stérile	Oui
Durée de vie	5 ans
Emballage individuel	Oui
Latex	Non
Quantité par colis	Boîte de 10 unités
Poids emballé	0,280 kg (BS05754) 0,270 kg (BS05755)
Code EAN	3665039010184 (BS05754) 3665039010177 (BS05755)
