

## Aiguille hypodermique BD MICROLANCE 3

Référence : BS05273 – BS05274 – BS05275 – BS05276 – BS05277 – BS05278 – BS05279 – BS05280 – BS05281 – BS05282 – BS05283 – BS05284 – BS05285 – BS05286 – BS05287 – BS05288 – BS05289 – BS05290 – BS05291 – BS05292 – BS05293 – BS05294 – BS05295 – BS05296

Conditionnement : Boîte de 100



- Adaptées pour les injections et prélèvements
- Compatibles avec les seringues Luer et Luer Lock
- Large choix de tailles et de gauges différentes
- Garantie sans latex, phtalates et DEHP

### Description produit

Les Aiguilles Hypodermiques BD MICROLANCE 3 incarnent l'essence même de la précision et de la fiabilité dans le domaine des dispositifs médicaux. Conçues pour des injections et des prélèvements avec une adaptabilité exceptionnelle, ces aiguilles sont le choix idéal pour les professionnels de la santé cherchant des performances supérieures. Les Aiguilles Hypodermiques BD MICROLANCE 3 sont compatibles avec les seringues Luer et Luer Lock, offrant ainsi une adaptabilité maximale pour une utilisation dans une variété de contextes médicaux. Ce large éventail d'applications en fait un outil polyvalent dans les établissements de soins de santé.

Avec un choix étendu de tailles et de gauges, ces aiguilles permettent une personnalisation précise en fonction des besoins spécifiques du patient et de la procédure médicale. Ce niveau de flexibilité est essentiel pour garantir des résultats optimaux dans différentes situations cliniques. La sécurité du patient est une priorité absolue, c'est pourquoi les Aiguilles Hypodermiques BD MICROLANCE 3 sont garanties sans latex, phtalates et DEHP. Cette conception exempte de substances allergènes réduit les risques d'effets indésirables, assurant une utilisation sécurisée pour une diversité de patients.

Fabriquées selon les normes de qualité médicale les plus strictes, ces aiguilles bénéficient d'une conception soignée et d'une fabrication de haute précision. Elles répondent ainsi aux exigences élevées des professionnels de la santé dans des environnements médicaux exigeants. En conclusion, les Aiguilles Hypodermiques BD MICROLANCE 3 sont le choix optimal pour les praticiens exigeant précision, adaptabilité et sécurité. Leur conception soignée, leur choix étendu de tailles et leur compatibilité avec différentes seringues en font des instruments de confiance pour des procédures médicales réussies. Optez pour la précision et la fiabilité avec les Aiguilles Hypodermiques BD MICROLANCE 3.

**CARACTÉRISTIQUES**

<b>Matière</b>	Polypropylène, Acier inoxydable AISI 304, Résine de type époxy, Huile de silicone, colorant
<b>Dimensions aiguilles</b>	<p>40 x 1,6 mm (BS05273)</p> <p>40 x 1,25 mm (BS05274)</p> <p>50 x 1,25 mm (BS05275)</p> <p>25 x 1,06 mm (BS05276)</p> <p>40 x 1,06 mm (BS05277)</p> <p>50 x 1,06 mm (BS05278)</p> <p>25 x 0,9 mm (BS05279)</p> <p>40 x 0,9 mm (BS05280)</p> <p>16 x 0,8 mm (BS05281)</p> <p>25 x 0,8 mm (BS05282)</p> <p>40 x 0,8 mm (BS05283)</p> <p>50 x 0,8 mm (BS05284)</p> <p>25 x 0,7 mm (BS05285)</p> <p>30 x 0,7 mm (BS05286)</p> <p>40 x 0,7 mm (BS05287)</p> <p>50 x 0,7 mm (BS05288)</p> <p>25 x 0,6 mm (BS05289)</p> <p>30 x 0,6 mm (BS05290)</p> <p>16 x 0,5 mm (BS05291)</p> <p>25 x 0,5 mm (BS05292)</p> <p>10 x 0,45 mm (BS05293)</p> <p>16 x 0,45 mm (BS05294)</p> <p>13 x 0,4 mm (BS05295)</p> <p>19 x 0,4 mm (BS05296)</p>
<b>Gauge et Coloris</b>	<p>16 G – Blanc (BS05273)</p> <p>18 G – Rose (BS05274 - BS05275)</p> <p>19 G – Crème (BS05276 - BS05277 - BS05278)</p> <p>20 G – Jaune (BS05279 - BS05280)</p> <p>21 G – Vert (BS05281 - BS05282 - BS05283 - BS05284)</p> <p>22 G – Noir (BS05285 - BS05286 - BS05287 - BS05288)</p> <p>23 G – Bleu (BS05289 - BS05290)</p> <p>25 G – Orange (BS05291 - BS05292)</p> <p>26 G – Brun (BS05293 - BS05294)</p> <p>27 G – Gris (BS05295 - BS05296)</p>
<b>Emballage individuel</b>	Blister
<b>Quantité par colis</b>	Boîte de 100
<b>Poids emballé</b>	<p>0,130 kg (BS05273 - BS05274 - BS05277 - BS05295)</p> <p>0,180 kg (BS05275)</p>

0,110 kg (BS05276 - BS05281)  
0,160 kg (BS05278 - BS05288)  
0,131 kg (BS05279)  
0,125 kg (BS05280)  
0,115 kg (BS05282 - BS05290 - BS05291 -  
BS05292 - BS05293 - BS05294)  
0,120 kg (BS05283)  
0,140 kg (BS05284)  
0,115 kg (BS05285 - BS05289)  
0,125 kg (BS05286)  
0,186 kg (BS05287)  
0,105 kg (BS05296)

**Code EAN**

30382903006374 (BS05273)  
30382903046226 (BS05274)  
30382903019008 (BS05275)  
30382903017004 (BS05276)  
30382903015000 (BS05277)  
30382903017509 (BS05278)  
30382903048275 (BS05279)  
30382903013006 (BS05280)  
30382903044345 (BS05281)  
30382903011569 (BS05282)  
30382903044321 (BS05283)  
30382903011552 (BS05284)  
30382903047278 (BS05285)  
30382903009009 (BS05286)  
30382903051565 (BS05287)  
30382903000945 (BS05288)  
30382903008002 (BS05289)  
30382903007005 (BS05290)  
30382903006008 (BS05291)  
30382903004004 (BS05292)  
30382903003007 (BS05293)  
30382903043003 (BS05294)  
30382903006350 (BS05295)  
30382903022008 (BS05296)