

Sparadrapp microporeux Omnipor Plus – Avec dévidoir – 2,5 cm x 9,2 m

Référence : BS05596

Conditionnement : Boîte individuelle



- Nontissé microporeux
- Couche adhésive de caoutchouc synthétique
- Laisse respirer la peau
- Dévidoir pour une découpe facile

Description produit

Omnipor® Plus est un sparadrapp **microporeux non tissé** conçu pour la fixation de pansements, de canules, de sondes, de cathéters et de bandages. Sa technologie innovante offre une fixation fiable et durable tout en préservant la peau, même les plus sensibles.

La structure microporeuse permet à la peau de respirer et d'évacuer l'humidité. Cela est particulièrement important pour les peaux sensibles qui ont tendance à s'irriter facilement. La structure permet la **réduction du risque de macération**. C'est un phénomène qui se produit lorsque la peau est exposée à l'humidité pendant une période prolongée. Elle peut entraîner des irritations, des rougeurs et des infections. Le sparadrapp Omnipor® Plus, en laissant la peau respirer, réduit le risque de macération.

La perméabilité à l'air du sparadrapp Omnipor® Plus joue un rôle crucial dans la cicatrisation des plaies. En effet, en laissant la plaie respirer, le sparadrapp favorise l'apport d'oxygène, l'élimination des exsudats et la formation d'une croûte protectrice. La perméabilité à l'air du sparadrapp Omnipor® Plus est un atout majeur pour la cicatrisation des plaies. En laissant la plaie respirer, le sparadrapp accélère le processus de cicatrisation et réduit le risque de complications.

Le sparadrapp Omnipor® Plus a été conçu pour offrir un confort accru aux patients. Sa **douceur et sa souplesse** permettent de l'utiliser sur les peaux les plus sensibles, sans risque d'irritation. Il adhère parfaitement à la peau, même dans les zones difficiles à panser.

Doté d'un dévidoir pratique, il facilite la découpe du sparadrapp et garantit une utilisation économique.

Omnipor® Plus est le choix idéal pour les professionnels de la santé qui recherchent un sparadrapp fiable, respirant et doux pour la peau.

CARACTÉRISTIQUES

Matière	Nontissé microporeux
Dimensions	2,5 cm x 9 m
Coloris	Blanc
Dévidoir	Oui
LPPR	Oui
Conditionnement	Boîte individuelle
Poids emballé	0,055 kg
Code EAN	4049500562102
