

Seringue 3 pièces BD PLASTIPAK – Seringue 1 mL de précision avec aiguille

Microlance 3 prémontée sertie

Référence : BS05367 – BS05368

Conditionnement : Boîte de 100



- Seringue sans espace mort
- Précision au centième de millimètre
- Adaptés pour les injections et prélèvements
- Etanchéité garantie jusqu'à 2330 mmHg de pression
- Stérilisation par rayonnement gamma

Description produit

La seringue 3 pièces BD PLASTIPAK 1 mL avec aiguille Microlance 3 prémontée sertie est un instrument médical de haute précision conçu pour répondre aux exigences des professionnels de la santé dans divers contextes médicaux. Dotée de fonctionnalités avancées, cette seringue offre une performance exceptionnelle et une fiabilité inégalée.

La seringue BD PLASTIPAK est reconnue pour sa précision inégalée. Son système sans espace mort assure une administration précise des médicaments ou des prélèvements biologiques. Les graduations claires sur le corps de la seringue permettent une lecture précise au centième de millimètre, offrant un contrôle total lors des procédures médicales. Équipée d'une aiguille Microlance 3 prémontée et sertie, cette seringue garantit une sécurité maximale et une hygiène rigoureuse. L'aiguille, réputée pour sa qualité supérieure, facilite les injections tout en minimisant l'inconfort pour le patient.

Cette seringue polyvalente est adaptée à une variété de procédures médicales, qu'il s'agisse d'injections de médicaments ou de prélèvements sanguins. Elle est compatible avec différentes aiguilles BD, offrant ainsi une flexibilité totale aux professionnels de la santé. La seringue BD PLASTIPAK est conçue avec la sécurité des patients à l'esprit. Son étanchéité est garantie jusqu'à 2330 mmHg de pression, assurant une administration sûre des médicaments. De plus, la stérilisation par rayonnement gamma garantit un produit exempt de contaminants microbiens.

Fabriquée conformément aux normes de qualité les plus strictes, la seringue BD PLASTIPAK 1 mL répond aux attentes élevées des professionnels de la santé. Sa construction en trois pièces assure une solidité et une durabilité exceptionnelles.

CARACTÉRISTIQUES

Matière	Polypropylène, Polycarbonate, Elastomère sans latex, Huile de silicone, Polyamide, Encre permanente, Acier inoxydable AISI 304
Gauge	27 G (BS05367) 26 G (BS05368)
Dimensions aiguilles	10 x 0,4 mm (BS05367) 13 x 0,45 mm (BS05368)
Biseau	Extra-court (ID) (BS05367) Standard (SC) (BS05368)
Quantité par colis	Boîte de 100
Poids emballé	0,390 kg
Code EAN	03829032550232 (BS05367) 30382903055013 (BS05368)