

Prolongateur Original-Perfusor® Luer Lock en polyéthylène

Référence : BS04991 – BS04992 – BS04993 – BS04994 – BS04995 – BS04996

Conditionnement : Boîte de 100



- Dispositif anti-torsion
- Résiste à 40 bars de pression
- Système Luer Lock mâle et femelle
- Certification CE (0123)

Description produit

Le prolongateur Original-Perfusor® de BBRAUN en polyéthylène est une solution innovante conçue pour améliorer la praticité des procédures de perfusion. Sa conception robuste et ses caractéristiques avancées en font un accessoire incontournable pour les professionnels de la santé. L'une des caractéristiques distinctives de ce prolongateur est son dispositif anti-torsion intégré. Cette fonctionnalité permet d'éviter tout enchevêtrement ou torsion du tube pendant l'administration de la perfusion. Cela garantit un flux continu et stable du liquide médicamenteux, minimisant ainsi les risques d'interruption du traitement.

Ce prolongateur a été conçu pour résister à des pressions allant jusqu'à 40 bar. Cette résistance exceptionnelle en fait un choix fiable pour des applications variées, offrant une sécurité maximale même dans des situations exigeantes. Équipé d'un système Luer Lock mâle et femelle, le prolongateur Original-Perfusor® assure une connexion sécurisée entre les différents composants du dispositif médical. Cette conception garantit une étanchéité optimale et empêche toute fuite potentielle, assurant ainsi l'intégrité du traitement. La certification CE (0123) atteste de la conformité aux normes européennes de qualité et de sécurité. Les professionnels de la santé peuvent avoir une totale confiance en ce prolongateur Original-Perfusor®, qui répond aux exigences réglementaires les plus strictes.

Que ce soit pour les procédures de perfusion en milieu hospitalier, clinique ou à domicile, le prolongateur Original-Perfusor® BBRAUN en polyéthylène se distingue par sa qualité, sa résistance et sa facilité d'utilisation. Investissez dans la fiabilité pour des soins optimaux avec ce prolongateur de pointe qui allie innovation et sécurité.

CARACTÉRISTIQUES

Matière	Poly éthylène
Type de fermeture	Luer Lock
Coloris	Blanc
Emballage individuel	Blister
Quantité par colis	Boîte de 100
	0,10 (BS04991)
	0,25 (BS04992)
Longueur en mètre	0,50 (BS04993)
	1,00 (BS04994)
	1,50 (BS04995)
	2,00 (BS04996)
Poids emballé	0,470 kg (BS04991)
	0,500 kg (BS04992)
	0,575 kg (BS04993)
	0,675 kg (BS04994)
	0,805 kg (BS04995)
	0,895 kg (BS04996)
Code EAN	4046964117800 (BS04991)
	4046964117817 (BS04992)
	4022495134974 (BS04993)
	4022495135025 (BS04994)
	4022495079725 (BS04995)
	4022495135070 (BS04996)