

Pansement Stérile super absorbant RespoSorb Super – LPPR – Boîte de 10

Référence : BS05662 – BS05663 – BS05664 – BS05665 – BS05666

Conditionnement : Boîte de 10



- Voile en non-tissé
- 4 couches de matériaux différents
- Haute capacité d'absorption et de rétention
- Souple et confortable

Description produit

RespoSorb® Super est un **pansement super absorbant stérile** conçu pour le traitement des plaies superficielles, très exsudatives, aiguës ou chroniques.

Avec ses **4 couches de matériaux différents**, RespoSorb® Super se distingue par sa capacité d'absorption des exsudats, élément crucial pour la cicatrisation des plaies exsudatives. Il offre une capacité de rétention des exsudats bien supérieure aux pansements traditionnels. Cela signifie que le pansement peut absorber et retenir plus de liquide avant de devoir être changé, réduisant ainsi la fréquence des changements de pansements et le risque de complications.

Sa capacité de rétention supérieure permet de réduire significativement la fréquence des changements de pansements, pour un confort accru du patient et une meilleure rentabilité pour les professionnels de santé. Le fait d'avoir moins de manipulations et de perturbations, favorise le repos et la cicatrisation ce qui augmente considérablement l'efficacité.

La couche inférieure du pansement est conçue pour être totalement imperméable aux exsudats. Cela les empêche de stagner et de macérer la peau environnante.

RespoSorb® Super se distingue par sa souplesse et sa conformabilité exceptionnelles, deux caractéristiques essentielles pour un pansement efficace et confortable. Le pansement épouse parfaitement la forme de la plaie, même dans les zones difficiles d'accès et sa structure flexible permet une grande liberté de mouvement pour le patient.

Disponible en plusieurs formats, ce pansement saura répondre à tous vos besoins en termes de traitement des plaies.

RespoSorb® Super est la solution complète pour une cicatrisation optimale des plaies superficielles, très exsudatives, aiguës ou chroniques.

CARACTÉRISTIQUES

Dimensions	10 x 10 cm (BS05662)
	10 x 20 cm (BS05663)
	15 x 20 cm (BS05664)
	20 x 25 cm (BS05665)
	20 x 40 cm (BS05666)
Coloris	Blanc
LPPR	Oui
Stérile	Oui
Emballage individuel	Oui
Conditionnement	Boîte de 10
Poids emballé	0,218 kg (BS05662)
	0,330 kg (BS05663)
	0,458 kg (BS05664)
	0,695 kg (BS05665)
	1,013 kg (BS05666)
Code EAN	4052199014586 (BS05662)
	4052199014616 (BS05663)
	4052199014647 (BS05664)
	4052199014678 (BS05665)
	4052199014708 (BS05666)
