

Aiguille hypodermique de phlébologie BD Microlance 3

Référence : BS05297

Conditionnement : Boîte de 100



- Adaptés pour les injections et prélèvements
- Compatible avec les seringues Luer Simple et Luer Lock
- Sans latex, DEHP et phtalate
- Conservable 5 ans après stérilisation dans son emballage

Description produit

Les aiguilles hypodermiques jouent un rôle essentiel dans les pratiques médicales, qu'il s'agisse d'effectuer des injections ou des prélèvements. L'aiguille BD Microlance 3 est un exemple exceptionnel de qualité et de précision, conçu pour répondre aux besoins des professionnels de la santé. Voici pourquoi elle est devenue un choix privilégié dans le domaine médical.

Les aiguilles BD Microlance 3 sont adaptées à un large éventail d'applications médicales, notamment les injections et les prélèvements. Elles sont compatibles avec les seringues Luer Simple et Luer Lock, offrant ainsi une grande polyvalence aux professionnels de la santé. Cette adaptabilité simplifie le processus de travail, en garantissant que l'aiguille convienne à la tâche à accomplir. Les aiguilles BD Microlance 3 sont conçues pour garantir la sécurité et le confort du patient. Elles sont sans latex, DEHP (di-2-éthylhexyl phtalate) et phtalate, ce qui réduit considérablement les risques d'allergies et d'irritations. Cela permet aux professionnels de se concentrer sur les soins à apporter, en sachant que l'aiguille utilisée est de haute qualité et respectueuse de la santé du patient.

Les aiguilles BD Microlance 3 sont conçues pour offrir une durée de conservation de 5 ans après stérilisation dans leur emballage d'origine. Cette longévité est un atout majeur, car elle permet de garantir la disponibilité de matériel médical de haute qualité, réduisant ainsi les coûts et les perturbations liés au renouvellement fréquent du matériel. BD est une marque renommée dans le secteur médical, réputée pour son engagement envers la qualité et la sécurité des patients. L'aiguille BD Microlance 3 incarne ces valeurs, offrant des performances exceptionnelles et une tranquillité d'esprit à ceux qui l'utilisent.

Choisissez la Qualité et la Précision avec l'Aiguille Hypodermique de Phlébologie BD Microlance 3. Les professionnels de la santé savent qu'ils peuvent compter sur elle pour des résultats fiables, une sécurité maximale et un confort optimal pour les patients. Elle incarne l'excellence dans le domaine des aiguilles hypodermiques.

CARACTÉRISTIQUES

Matière	Polypropylène, Acier inoxydable AISI 304, Résine de type époxy, Huile de silicone
Dimension aiguille	13 x 0,3 mm
Gauge et Coloris	30 G - Jaune
Emballage individuel	Blister
Quantité par colis	Boite de 100
Poids emballé	0,115 kg
Code EAN	30382903040002