

Bande de ouate Rolta Soft – Boîte de 6

Référence : BS05602

Conditionnement : Boîte de 6



- Bande d'ouate synthétique en fibre de polyester frisée
- Usage unique
- Non-absorbante
- Se retire facilement

Description produit

La bande de ouate Rolta® Soft est une solution idéale pour le confort des patients lors de la pose de bandages ou de plâtres.

La bande de ouate Rolta® Soft est composée **de fibres de polyester à 100%**. Elle est **non-absorbante**, ce qui permet de maintenir la peau au sec et de prévenir les irritations. Elle est également **perméable à l'air et aux exsudats**, ce qui permet à la peau de respirer et d'évacuer l'humidité. **Extensible**, elle facilite son application et évite les plis.

Elle se **retire facilement** sans causer de douleurs ni d'irritation. Elle favorise le confort du patient lors du retrait de la bande et réduit le temps et les efforts nécessaires.

C'est un dispositif de Classe I. La bande de ouate est **stérilisable** à la vapeur d'eau (121°C), à l'oxyde d'éthylène et aux rayonnements. Elle **n'absorbe pas les rayons X**.

Elle peut être utilisée dans de nombreux contextes médicaux, notamment pour combler les creux ou protéger les saillies osseuses sous un bandage ou un plâtre. C'est est une solution idéale pour le rembourrage sous les plâtres, les bandages de soutien et de compression, les attelles et les pansements tubulaires.

La bande de ouate Rolta® Soft est une solution efficace et confortable pour le confort des patients lors de la pose de bandages ou de plâtres. Elle est particulièrement adaptée aux personnes ayant la peau sensible.

CARACTÉRISTIQUES

| | |
|-----------------------------|--------------------------|
| Composition | 100% fibres de polyester |
| Dimensions | 10 cm x 3 m |
| Coloris | Blanc |
| Emballage individuel | Oui |
| Quantité par colis | Boîte de 6 |
| Poids emballé | 0,287 kg |
| Code EAN | 4049500927215 |