

Bande de crêpe Stérilux – 100% coton

Référence : BS05620 – BS05621 – BS05622 – BS05623

Conditionnement : Unité



- 100% coton
- Différentes tailles
- Sans latex
- Remboursé LPPR

Description produit

La fixation des pansements et des dispositifs médicaux est une étape importante de la prise en charge des patients. Une fixation sûre et confortable est essentielle pour garantir le bon déroulement du traitement et le confort du patient.

La bande de crêpe Stérilux® est une solution sûre et efficace pour la fixation des pansements et des dispositifs médicaux. Elle offre une excellente adhérence, même sur les peaux sensibles. Elle est également très confortable à porter, car elle est douce et souple.

Composée **100% de coton**, elle offre une excellente adhérence. Le coton est une fibre naturelle qui possède une structure rugueuse. Cette structure permet au coton de s'accrocher à la peau, même sur les peaux sensibles.

En plus de son excellente adhérence, le coton est également une **matière douce et confortable**. Il est donc idéal pour la fixation des pansements et des dispositifs médicaux.

Elle ne contient **ni latex, ni phtalates** et **aucune colophane** ce qui en fait un dispositif médical accessible pour tous types de peaux.

Disponibles en **différentes longueurs et différentes tailles**, choisissez la bande de crêpe qui correspond à vos besoins. Pour la fixation de pansements de petite taille, comme les pansements adhésifs ou les pansements hydrocolloïdes, choisissez une bande de crêpe de petite largeur. Concernant la fixation de pansements de grande taille, tel que les pansements compressifs ou les pansements chirurgicaux, choisissez une bande de crêpe de grande largeur

La bande de crêpe Stérilux® est un **dispositif de classe I** et est **remboursé LPPR**.

CARACTÉRISTIQUES

Matière	100% coton
Dispositif médical	Classe I
Dimensions	5 cm x 4 m (BS05620)
	7 cm x 4 m (BS05621)
	10 cm x 4 m (BS05622)
	20 cm x 5 m (BS05623)
Poids bande	103g / m ²
Coloris	Écru avec lisière anglaise bleue
Emballage individuel	Oui
Quantité par colis	Unité
Poids emballé	0,027 kg (BS05620)
	0,036 kg (BS05621)
	0,052 kg (BS05622)
	0,128 kg (BS05623)
Code EAN	4049500537209 (BS05620)
	4049500537230 (BS05621)
	4049500537261 (BS05622)
	4049500537292 (BS05623)