

## **Glucomètre Spengler TB100 en kit complet pour surveillance et gestion facile de la glycémie**

Référence : BS05730

Conditionnement : Kit complet avec house



- Outil prêt à être utilisé
- House de transport fournie
- Lecteur glycémique ergonomique
- Garde en mémoire 300 lectures

### **Description produit**

Glucomètre Spengler TB100 : un outil indispensable pour la surveillance de la glycémie

Le glucomètre Spengler TB100 est un outil indispensable pour les personnes souffrant de diabète. Il permet de mesurer le taux de glucose dans le sang, une information essentielle pour la gestion de la maladie.

Le kit complet Spengler TB100 comprend tous les éléments nécessaires pour une utilisation immédiate :

- Un lecteur glycémique ergonomique et facile à utiliser
- Un stylo auto-piqueur
- 10 bandelettes de test
- 10 lancettes
- Une solution de contrôle
- Un étui de transport

Le lecteur glycémique Spengler TB100 offre une mesure précise et rapide de la glycémie. La mesure est réalisée en seulement 5 secondes. Le lecteur glycémique Spengler TB100 dispose d'une mémoire de 300 mesures. Cette mémoire permet de suivre l'évolution de la glycémie au fil du temps. Le lecteur glycémique Spengler TB100 est ergonomique et facile à utiliser. Il est doté d'un écran clair et d'un clavier intuitif.

Le glucomètre Spengler TB100 est un outil indispensable pour les personnes souffrant de diabète. Il permet de mesurer le taux de glucose dans le sang de manière précise et rapide. Le kit complet est prêt à l'emploi et comprend tous les éléments nécessaires pour une utilisation immédiate.

---

**CARACTÉRISTIQUES**

---

<b>Composition du kit</b>	1 Lecteur de glycémie TB100 avec pile CR 2032 3V 10 Bandelettes de test 10 Lancettes 1 Solution de contrôle 1 Stylo autopiqueur 1 Trousse 1 Mode d'emploi 1 Guide d'utilisation rapide 1 Carnet de note
<b>Fonctionnalités notables du lecteur</b>	4 alarmes programmables Moyenne sur 7/14/30 jours Ecran LCD Mesure complète en 5 seconde Echantillons de sang réduit à 0.5 uL
<b>Garantie constructeur</b>	24 mois
<b>Dimensions</b>	92 x 58 x 19 mm
<b>Poids</b>	60 grammes
<b>Code EAN</b>	3700446041649

---