

Bande adhésive non tissé Omnifix Elastic – LPPR

Référence : BS05597 – BS05598 – BS05599 – BS05600 – BS05601

Conditionnement : Boîte individuelle (BS05597 – BS05598 – BS05600 – BS05601) – Boîte de 2 (BS05599)



- Découpe sur mesure
- 100% fibre de polyester
- Sans colophane et sans latex
- Utilisation facile

Description produit

La fixation des pansements est une étape essentielle de la prise en charge des patients. Une fixation sûre et confortable est essentielle pour garantir le bon déroulement du traitement et le confort du patient.

La bande adhésive non tissée Omnifix Elastic est composée de **100% de fibre de polyester** avec une couche adhésive en caoutchouc synthétique, **sans colophane et sans latex**. Elle est destinée à la fixation de larges surfaces à panser. La grille imprimée sur le papier du sparadrap permet la mesure facile lors de l'utilisation. Elle est disponible en différentes largeurs et longueurs pour s'adapter à tous les besoins.

La **bande est extensible** uniquement dans une direction, ce qui lui permet de permettre les mouvements ou au contraire de les empêcher. Lors de la mise en place, il est primordial d'être vigilant sur le sens car la bande ne se **détend pas en longueur**. La peau doit être totalement sèche au moment d'appliquer le voile de fixation.

Elle est également **perméable à l'air et à l'humidité**, ce qui la rend bien tolérée par la peau même les plus sensibles et empêche la macération. Le sparadrap garantit une fixation efficace et un retrait indolore avec aucuns résidus sur la peau.

La bande ne doit pas être retirée lors d'un examen RX car elle n'absorbe pas les rayons X.

Elle peut être utilisée pour la fixation de tous types de pansements, y compris les pansements de grande surface. Elle peut également être utilisée pour la fixation d'instruments de mesure, de sondes, de cathéters, etc.

Le produit est classé comme un dispositif médical de **classe I non stérile**.

CARACTÉRISTIQUES

Composition	100% fibre de polyester, couche adhésive en caoutchouc synthétique
Dimensions	5 cm x 5 m (BS05597) 10 cm x 5 m (BS05598) 2,5 cm x 10 m (BS05599) 5 cm x 10 m (BS05600) 10 cm x 10 m (BS05601)
Coloris	Blanc
Stérile	Non
Conditionnement	Boîte de 1 rouleau (BS05597 – BS05598 – BS05600 – BS05601) Boîte de 2 rouleaux (BS05599)
Poids emballé	0,059 kg (BS05597) 0,110 kg (BS05598) 0,110 kg (BS05599) 0,108 kg (BS05600) 0,180 kg (BS05601)
Code EAN	4049500208901 (BS05597) 4049500208918 (BS05598) 4049500203333 (BS05599) 4049500967761 (BS05600) 4049500967778 (BS05601)